

Cuillère Ergo 3D flexible Saint Romain 400500

Codes :

Reference: 400500

**Description :**

Couverts réglables et ergonomiques Saint Romain.
Pour une bonne préhension.
Sans bisphénol A.
Plusieurs coloris disponibles.
Fabrication française.
Facilement préhensible.
Inclinable (multiflexion).
Longueur totale : 20,5 cm.
Pour gauchers et droitiers.
35 g.
Passe au lave-vaisselle.

Cuillère Ergo 3D, bleu, silicone multi-flexible
(s'adapte à tout type de morphologie).