

Coussin Profil'Air Mono compartiment. Dim : 40 X 40 X 7 cm

Codes :

Reference: 1627195

**Description :**

RECFrance Profil'Air , monocompartiment, hauteur 70 mm (400 x 400 m).

Trois tailles, deux versions et deux hauteurs : 9 références disponibles

Le coussin Profil'Air est disponible en 9 références :

Trois tailles : 400 x 400 mm ; 450 x 400 mm ; 450 x 450 mm.

Deux hauteurs : 50 et 70 mm.

Deux versions :

mono-compartiment ou bi-compartiment (uniquement disponible avec une hauteur de 70 mm).

La version bi-compartiment est recommandée aux patients ayant des troubles de la stabilité.

Coussin Profil'Air Mono compartiment. Dim : 40 X 40 X 7 cm. Autre ref : RECCPA005.