

Fauteuil coquille manuel Selectis M



Codes :

Reference: M10807500

Description :

Fauteuil coquille manuel Selectis Dupont Médical

Idéal pour le maintien, l'aide au transfert.

Usage à dominante extérieure (ou longs déplacements).

Inclinaison mécanique par vérin et gâchette.

Poignée à pousser ergonomique.

Roues pivotantes dont 1 directionnelle. Freinage centralisé.

Revêtement PU « façon cuir », imperméable, fongicide et bactéricide.

Coloris chocolat/pistache et chocolat/taupe.

Plusieurs options disponibles.

Poids max. : 120 kg.

Fabrication française.

Fauteuil coquille manuel Selectis Dupont Médical ref: M10807500