

Verticalisateur Poweo Activ

Codes :

Reference: S18001



Description :

Verticalisateur Poweo Activ' Praxis Medical

Compact stable et facile à manoeuvrer même dans les espaces exigus.

Colonne inclinée avec rotation du guidon pendant la verticalisation permettant de reproduire le mouvement naturel du corps.

Hauteur de passage sous le lit : 7,5 cm.

Chargeur intégré et batterie amovible.

En aluminium, entretien et nettoyage facile

Poids max. : 200 kg.

Fabrication française.

Verticalisateur Poweo Activ ref: S18001