

# Tabouret de douche 2 avec assise tournante Tahaa

**Codes :**

Reference: SA2112600

**Description :**

Tabouret de douche 2 avec assise tournante Tahaa Dupont Médical

Diam. de l'assise : 34 cm.

Hauteur réglable de 41 à 58 cm.

Assise à 360° avec blocage tous les 90°.

Poids max. : 135 kg.

Assise confort rotative sur 360° avec blocage tous les 90°. Poids maxi supporté : 135 kg. Info conditionnement 4 tabourets par cartons.

Poids : 4.0000 kg

Tabouret de douche assise tournante dupont médical