

Botte de suspension Heelift™ mousse lisse TM/L

Codes :

Reference: 081194398



Description :

La botte de suspension supprime la pression exercée sur le talon en l'allégeant et en redistribuant la pression du talon vers le mollet.

Couture supplémentaire située le long de la bordure supérieure

Bandes Velcro® réglables et amovibles avec fermetures par anneau en D

Envers en tricot sans frottement

2 types de mousse

Trous de ventilation pour plus de confort

Raidisseur recouvert de tricot

Autoclavable

Lavage et séchage en machine

Indications : prévention et traitement des plaies de pression

Modèle mousse lisse taille M/L : circonff mollet 20,5-30,5cm / Poids utilisateur 54-114kg