

## SACS A LINGE 73x82cm LE LOT DE 10

**Codes :**

Reference: SAL0106

**Description :**

Existe en jaune - vert - rouge - bleu - orange - gris

- Contenance : 100 litres environ **73x82cm**
- 100% Polyester
- Poids au m<sup>2</sup> : 120 gr. environ
- 3 poignées de manipulation (flanc, fond intérieur et extérieur) de couleur blanche
- Fermeture par cordon blanc (longueur 2 m) et "fix lock" noir

**Décatissage :**

- Traitement à 35°
- Utiliser lessive, mouillant et dégraissant pour le lavage (environ 2 gr. par kg de linge)
- Au rinçage, utiliser de l'acide acétique (environ 6 gr. par kg de linge)
- Lavage : L'idéal est d'appliquer un programme à 30-35°. Cet article est javelisable mais supporte mal des températures supérieures à 65°
- Couleur : Gris

Séchage conseillé : Programme de 10 à 15 mn à une température n'excédant pas 80°.

Lavage : Avant tout lavage, cet article doit être décati.

---

SAC A LINGE 73x82cm L-MED BIOPROTECT