


BANDELETTES DE SCHIRMER PLUS LA BOITE DE 100

Codes :

Reference: SCHIRMERPLUS

**Description :**

100 blisters de 2 bandelettes stériles.

TEST SCHIRMER PLUS

Blisters stériles de 2 bandelettes correspondant à un examen bilatéral.

Conditionnement : / 100 blisters.

Bandelettes de papier filtre Whatman n°41.

Bandelettes avec extrémité arrondie.

Bandelettes graduée précise.

Conservation du produit : 5 ans (Bandelettes stérilisées à l'oxyde d'éthylène).

Diagnostic de la sécheresse oculaire par mesure de la sécrétion lacrymale.

L'étui carton et la notice sont imprimés en 5 langues : FR, EN, DE, ES, IT.

Bandelettes de SCHIRMER PLUS pour le prélèvement de larmes pour dosage des IgE.