

LEG PRESSE

Codes :

Reference: 247152

**Description :**

Ajustements précis et rapide.

Presse à cuisse Ratio 2 :1 jusqu'à 190 kg de résistances

Plateau extra large, pivotant et antidérapant.

Double poignée de maintien (côté du siège).

Capitonnage épais et confortable DuraFirm™.

Blocs de poids : 5 à 95 kg (19 x 5 kg)

L 175 x larg. 110 ou 140 cm (2 configurations) x H 169 cm - poids: 155 kg.

La Leg Presse possède 95 kg de poids démultipliable.

190 kg de résistance au maximum.

Résistance constante.

Le plateau pivote à la fois vers l'avant et vers le bas pour mieux cibler les muscles séparément.

Le plateau est extra large et recouvert de caoutchouc antidérapant.

La Leg Presse a été conçu dans un souci de sécurité, de performance et de confort optimum, elle assure une très bonne fluidité des mouvements.

Presse pour les jambes.

