

Presse mixte à charge latérale

Codes :

Reference: 247170

**Description :****1 PRESSE À JAMBES - RÉÉDUCATION EN CHAÎNE FERMÉE**

L'assise et le dossier se déplacent d'avant en arrière.

Un limiteur d'amplitude optionnel permet de bloquer l'extension maximum des 2 plateaux.

Dossier inclinable par paliers de la position assise à la position allongée à 165°

120 kg de charge + 4 disques de 1 kg et 1 disque de 0,5 kg en charge additionnelle

L 195 cm x l. 110 cm x H 188 cm - poids : 295 kg

PRESSE À JAMBES - RÉÉDUCATION EN CHAÎNE FERMÉE