

KINETIC SYSTEM - STATION DE BASE

Codes :

Reference: 247165



Description :

La nouvelle station de musculation KINETIC SYSTEM est un concept modulaire composé d'une station de base à enrichir par différents modules.

Possibilité de combiner les modules entre eux au gré de ses envies, en fonction de l'objectif d'entraînement visé et de l'espace disponible.

La station de base offre des possibilités d'entraînement par traction latissimus, développé couché, rameur et papillon ainsi qu'un adaptateur pour sangle de suspension. La charge de poids de 100 kg se décompose en 20 unités de 5 kg pour offrir le niveau d'ajustement nécessaire quelle que soit l'intensité souhaité. La station de base peut être complétée par 3 modules maximum en option.

KINETIC SYSTEM - STATION DE BASE