

ASPEED PRO

Codes :

Reference: 5405

**Description :**

Carter métal anti-chocs et poignée de transport.

Régulateur d'aspiration avec contrôle.

Filtre anti bactérien.

Bocal de réception 1000 ml autoclavable avec valve de sécurité.

Vide max de 0 à 850 mmHg - 15 litres/min.

Alimentation 220 V.

Livré avec filtre, raccord stop vide, tubulure, bocal autoclavable et poche à usage unique.

L 28 x l. 24 x H 20 cm - poids : 3,5 kg.

Aspeed Pro ref: 5405. ASPIMED 1.2 / ASPEED PRO.