

Fauteuil de repos relax M2

Codes :

Reference: 602114



Description :

Fauteuil pliable / Fauteuil de relaxation / Lit d'appoint.

La position zero gravité : Les jambes sont positionnées légèrement au-dessus du niveau du coeur. Elle favorise la circulation du sang, réduit la pression lombaire et aide à se relaxer.

Tête coussin ergonomique, réglable et amovible.

Accoudoirs fixes mousses très confortables.

Stabilisateurs de position.

Matelas mousse haute densité de 6cm grand confort.

Revêtement : Cuir synthétique traitement M2.

Lavable.

Possibilité de varier l'inclinaison du repose jambes indépendamment du reste.

Résistance testée : 140Kg (poids utilisateur).

Structure tube acier de 20 mm de diamètre (assise et dos) ou 25 mm (piètement).

Dimension fermé L/H/P : 70 cm / 115 cm / 35 cm.

Dimension ouvert L/H/P : 70 cm / 117 cm / 105 cm.

Poids unitaire : 13,90 kg.

Garantie 2 ans.

Transat de relaxation: LFM2548.Lit accompagnant.