

AB DORSAL

Codes :

Reference: 247133

**Description :**

Le développement précis de la musculature du dos et des fesses avec l'appareil de training AB dorsal agit comme prévention contre les douleurs dans le dos. Peu encombrant, il est également pliable.

Poids maxi supporté 110 kg :

- planche rembourrée réglable en hauteur.
- poignées d'appui ergonomiques.
- mousse cale-pieds épaisses pour plus de confort.
- repose pied anti dérapants.

L 99 x l 55 x H 67 à 78 cm - plié 118 x 55 x 20 cm.

AB DORSAL