

Coussin 1/2 cylindrique L.50xl.24xht.12cm l'unité

Codes :

Reference: 837042

**Description :**

Grande qualité de finition. Revêtement épais et grainé. Tenue exceptionnelle dans le temps. Classement au feu M1. Utilisable sur table ou au sol.

Mousse agglomérée 100 kg/ m3. Revêtement avec trous de décompression et protégé coutures. Traitement anti- bactérien Sanitized.

10 coloris au choix :

- 4 coloris en stock : noir, bleu, souris et amande
- 6 coloris sur demande : lavande, nuit, mirabelle, pivoine, châtaigne et quetsche (minimum 4 coussins panachés ou non sur ces coloris).

Merci de préciser vos choix de couleurs lors de votre commande.

Sur la photo : le coussin cale coloris noir.

Coussin 1/2 cylindrique L.50xl.24xht.12cm l'unité. Coussins de table spécialement étudiés pour l'immobilisation et le positionnement.