

Lit accompagnant horizontal 90x190



Codes :

Reference: VERTICAL90190



Description :

Lit vertical 90x190
Cadre robuste structure acier 50x30
16 lattes extra larges 83mm
double face décor papier
Embout flatcap extra plat
Roulettes diamètre 65mm /
résistance 80kg charge statique
Sangle solidaire de la structure,
réglable en largeur
Finition peinture époxy noir mat anti-corrosion
Pied rétractable pour un rangement efficace
Tête déco 2 pans
Rangement facilité par possibilité d'emboitage

Emballage individuel
90x190

Dimensions verticales : Largeur = 0,74m - Longueur = 0,89m - Hauteur = 2,00m
Dimensions horizontales : Largeur = 0,89m - Longueur = 2,00m - Hauteur = 0,74m
Dimensions couchage : Largeur = 0,88m - Longueur = 1,90m - Hauteur = 0,37m

LIT vertical 90X190 16 LATTES. GARANTIE 2 ANS