

MED BIKE pedalier assisté pro

Codes :

Reference: 244767



Description :

Le medBike® offre 3 modes de fonctionnement :

- mode actif
- mode passif
- mode pédalage assisté.

Pour chaque mode, l'utilisateur peut créer un programme individuel thérapeutique, en intégrant ses besoins spécifiques. Le programme peut suivre une valeur de résistance et de temps donné pour chaque segment, et permettre des mouvements de pédalage avant et arrière dans une session d'entraînement.

En mode de pédalage assisté, le Système de Contrôle Continu évalue l'entrée de la force de l'utilisateur, et assiste le mouvement de rotation en accord avec les paramètres préétablis.

Le medBike® offre un journal de bord complet et détaillé après chaque session d'entraînement, affichant les données importantes pour la thérapie de mouvement.

La console TFT Touch affiche un graphique biomécanique permettant une manipulation et une compréhension facilitées.

Le medBike® intègre parfaitement les appareils portables (tablette ou smartphone), vous permettant de programmer et d'effectuer votre entraînement sur place, au moment où vous le souhaitez. Une fois mise en place, vous pouvez garder l'application en arrière-plan, transformant le temps d'exercices en temps multi-tâches.

Cette particularité développe la motivation, notamment pour les entraînements individuels.

- L 67 x l. 55.3 x H 100,6 mm - 35 kg (Poids net)
- Contrôle de vitesse 1- 90 RPM
- Contrôle de watt 1- 250 Watt

usage intensif 3h / jour

MED BIKE pedali  assist  pro