

Pédalier Cura Motion 2

**Codes :**

Reference: 244757

Description :

Le Cura Motion 2 est un pédalier utilisable pour les membres inférieurs et supérieurs. Fixé au mur, on peut facilement le régler pour l'adapter à l'utilisation de chaque patient.

- affichages du nombre de foulée, de mouvement par minute, la durée de l'exercice et les calories dépensées.
- rotation bidirectionnelle permettant les exercices dans les 2 directions.
- bouton d'ouverture rapide pour un réglage instantané de la hauteur.
- hauteur réglable autorisant des exercices en position assise ou debout Support de fixation murale inclus.

H 146.5 x larg 44.5 x prof. 54 cm.

Poids 13.5 kg.

Pédalier Cura Motion 2