

Exerciseur de l'épaule Rollciser



Codes :

Reference: 244750

Description :

L'exerciseur Rollciser pour l'épaule est l'appareil parfait pour accroître la plage de mouvement et la force musculaire de l'articulation de l'épaule, et pour améliorer la circulation. La résistance magnétique rend son fonctionnement harmonieux et silencieux. Cet appareil est construit avec un support en acier pour une fixation murale sûre.

L'exerciseur Rollciser se distingue des appareils de circumduction de l'épaule traditionnels par l'étendue de ses caractéristiques exclusives.

- affichages du nombre de mouvement, de mouvement par minute, la durée de l'exercice, les calories dépensés
- rotation bidirectionnelle permettant les exercices dans chaque direction
- bouton d'ouverture rapide pour un réglage instantané de la hauteur
- hauteur réglable autorisant des exercices en position assise ou debout
- longueur de bras réglable de 33 à 56 cm Support de fixation murale inclus. 95x44x45 cm - poids 11.5 kg

Pedalier membres supérieures. Exerciseur de l'épaule Rollciser