

Presse mixte standard

Codes :

Reference: 247175

**Description :**

La presse mixte standard fonctionne comme la presse à charge latérale sauf que les poids sont positionnés à l'avant de l'appareil et non latéralement.

Extension des jambes contractant les fessiers et les quadriceps avec participation des mollets.

Dossier inclinable double position.

Charge de 120 Kg avec une augmentation progressive de la charge tous les 5 Kg.

Transmission de la charge par câble acier gainé.

L 232 cm x l. 78 cm x H 213 cm – poids : 230 kg

Presse verticale.