

# RECHAUFFEUR HYDROTHERM BLEU - MEDI WARM

**Codes :**

Reference: 256002

**Description :**

Cuve de 29 litres en acier émaillé. Avec socle, couvercle en matière plastique et poignées isolantes. La plaque chauffante non-apparente est régulée par un thermostat à capteur thermique réglable de 0 à 100° avec sécurité de surchauffe.

Puissance 1800 watts, 220 V. Ø 37 H 47 cm. Poids 7 kg.

RECHAUFFEUR HYDROTHERM BLEU - MEDI WARM