

COMPRESSE HOTPAC SABLE 25 X 45 CM

Codes :

Reference: 256212



Description :

Les compresses hotpac pour Hydrocollator sont en toile et composées de poudre de lave pour emmagasiner la chaleur.

6 dimensions.

Attaches sur chaque compresse pour faciliter la sortie de l'eau chaude.

Assure une chaleur humide pendant plus de 30 minutes.

Économique : réutilisable pour des centaines de traitement.

Réchauffement possible en micro-ondes ou eau bouillante.

Compresse longue 1 - 23 x 39 cm.

Compresse