

COMPRESSE HOTPAC SABLE 25 X 30 CM

Codes :

Reference: 256210

**Description :**

Les compresse hotpac pour Hydrocollator sont en toile et composées de poudre de lave pour emmagasiner la chaleur.

Attaches sur chaque compresse pour faciliter la sortie de l'eau chaude

Assure une chaleur humide pendant plus de 30 minutes

Économique : réutilisable pour des centaines de traitement

Réchauffement possible en micro-ondes ou eau bouillante

Compresse standard - 25 X 30 CM.

compresse standard firm