

COMPRESSE HOTPAC SABLE 25 X 61 CM

Codes :

Reference: 256213

**Description :**

Les compresses hotpac pour Hydrocollator sont en toile et composées de poudre de lave pour emmagasiner la chaleur.

Attaches sur chaque compresse pour faciliter la sortie de l'eau chaude.

Assure une chaleur humide pendant plus de 30 minutes.

Économique : réutilisable pour des centaines de traitement.

Réchauffement possible en micro-ondes ou eau bouillante.

Compresse longue 2 - 25 x 61 cm.

COMPRESSE HOTPAC SABLE 25 X 61 CM