

BAIN DE PARAFFINE PARCH

Codes :

Reference: 253302

**Description :**

Résistance régulée par thermostat de 54°C à 65°C.
carrosserie en ABS ralentissant la propagation de la chaleur à l'extérieur tout en gardant la température idéale à l'intérieur.
Cuve émaillée.
Couvercle transparent.
Puissance 160 W, 220 V.
Contenance 4,8 litres.
L 36 x l 20,5 x H 19.5 cm.
Poids : 2.1 kg.
Livré sans paraffine.

BAIN DE PARAFFINE PARCH