

RECHAUFFEUR AUTOTHERMIC 28kg 20L

Codes :

Reference: 253256

**Description :**

L'autothermic permet de réchauffer et de maintenir le fango-paraffine à la température d'utilisation et d'en assurer la stérilisation indispensable à une bonne hygiène.

Résistance chauffante réglée par un thermostat de précision.

Carrosserie en inox.

Cuve et couvercle en aluminium.

2 poignées isolantes.

Puissance 1000 W, 220 V.

Éxiste en 3 contenance.

RECHAUFFEUR AUTOTHERMIC 28kg 20L