

EASY AIR FORCE

Codes :

Reference: 150126

**Description :**

Destiné aux utilisateurs fréquents des traitements par cryothérapie (rhumatologie, traumatologie, algoneurodystrophie...). Easy Air est extrêmement économique grâce à l'utilisation de l'air ambiant et très pratique en affranchissant le praticien de la gestion des bouteilles de Co2. Doté d'un panneau de contrôle simple muni d'un écran LCD rétroéclairé et de 15 protocoles préétablis, l'appareil est très fonctionnel et simple d'utilisation.

Analgésique : par réduction de la conduction nerveuse et de la sensibilité des nocicepteurs.
Anti-inflammatoire : grâce à la puissance vasoconstriction et la réduction de la libération de médiateurs chimiques.

Vasomoteur : le puissant choc thermique crée une alternance de vasoconstriction et vasodilatation réflexe.

Décontracturant : par réduction de l'hyper réflexivité musculaire.

Utilisation en traumatologie et rhumatologie traitement jusqu'à 15 minutes en continu : idéal pour centre de rééducation et usage intensif.

6 programmes combinant niveau d'air et durée de traitement.

3 programmes configurables et mémorisables.

1 programme favori.

Température de l'air : - 35°.

Débit d'air (en litres/minutes) : jusqu'à 1000 l/min en 9 niveaux longueur du tuyau 180 cm.

L 39 x pr 68 x H 64,5 cm.

Poids : 60 kg.

ICECOMPRESSION 1 sortie livré avec 1 accessoire au choix.