

Réservoir azote liquide 2L

Codes :

Reference: BD2L

**Description :**

Pour les dermatologues qui ont besoin de petites quantités d'azote liquide, nous avons conçu une gamme de réservoirs avec des petites louches (Canisters) à plonger dedans.

En raison du faible taux d'évaporation de l'azote liquide, les réservoirs ont une autonomie de 1 à plusieurs mois.

Les réservoirs sont réalisés en aluminium avec un col en epoxy/Fibre de verre.

Ils sont fabriqués en France et ils respectent les plus hauts niveaux de qualité.

Tous les réservoirs de la série B 2000 ont le marquage CE et sont conformes à la directive "Medical Device" 93/42 CE.

Hauteur totale (mm) :407.

Diamètre du col (mm) : 35.

Autonomie statique (days) :25.

Azote liquide, cryothérapie, cryo, B dermacryo.