

Colonne vertébrale flexible avec bassin

Codes :

Reference: 269225



Description :

Empreinte naturelle d'une colonne vertébrale humaine de très grande qualité avec bassin démontable.

Les disques de ce modèle sont en plastique et montrent, entre L2 et L3, une hernie discale latérale. Le modèle est monté sur un tuyau métallique à spirale, ce qui le rend très mobile et en même temps si robuste qu'il peut supporter sans problème de fortes contraintes.

Avec représentation des nerfs spinaux sortants et de l'artère vertébrale.

Version avec support.

Taille sans le pied : 70 cm,

Poids sans le pied : 1,9 kg

COLONNE VERTEBRALE FLEXIBLE AVEC HERNIE DISCALE ET BASSIN (Code: 269225).