

Articulation de l'épaule avec coiffe des rotateurs

Codes :

Reference: 269234

**Description :**

Ce modèle est composé de la moitié supérieure de l'humérus, de la clavicule et de l'omoplate. En plus de la représentation de la musculature de la coiffe des rotateurs, les surfaces d'origine et d'insertion de la musculature de l'épaule sont mises en évidence en couleur. Lorsque l'on enlève les différents muscles, tous les mouvements de l'articulation de l'épaule peuvent être effectués, rétroversion, élévation et circondution.

Livré sur support, L 18 x l. 18 x H 24 cm

Articulation de l'épaule avec coiffe des rotateurs.