

US BTL 4000 PREMIUM

Codes :

Reference: 155084



Description :

La gamme BTL 4000 a été entièrement repensée afin d'offrir une meilleure ergonomie et une plus grande facilité d'utilisation grâce à son écran tactile.

Mode continu et pulsé

Fréquences ultrasoniques : 1 et 3 mhz

Écran tactile

Programmes préétablis avec liste par nom de la pathologie

Tête de traitement étanche: 5 cm² avec contrôle de contact de sécurité

Intensité : 0 à 3 watts/cm² par affichage digital

Alimentation secteur

Livré avec tube de gel de contact et tête de traitement bifréquence 5 cm²

L 38 x l. 19 x H 26 cm - poids : 3 kg