

MK 400 PRESSOTHERAPIE LIVRE AVEC 2 BOTTES

Codes :

Reference: 280150



Description :

Le système de drainage lymphatique MK 400 a été conçu pour effectuer des séances thérapeutiques personnalisées et permettre ainsi de traiter tous les types de pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine.

Paire de bottes étagées 6 cellules

3 modes de fonctionnement :

- Pression séquentielle.
- Pression continue.
- Mode alterné (pression séquentielle + pression continue).

Pression réglable de 10 à 200 mm Hg.

Affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive.

Silencieux, fiable et sans entretien.

Système de sécurité (déflation automatique).

Livré avec : 1 paire de bottes standards à 6 cellules et le manuel d'utilisation.

L 42.7 x larg. 33 x h. 24 cm - poids 11 kg.

Fonction SKIP : permet de mettre une pression nulle sur une ou plusieurs cellules.

Fonction REVERSE : permet de réaliser un appel à résorption.