

COMPEX PRO REHAB

Codes :

Reference: 2533110



Description :

REHAB

Le standard de la rééducation

Compex Pro - REHAB est un stimulateur 4 canaux développé pour les professionnels de santé recherchant une prise en charge standard en électrothérapie. Proposant le traitement de la douleur, la prise en charge des indications vasculaires et la stimulation neuromusculaire à l'aide de programmes niveau I, ce stimulateur répondra aux principales exigences des praticiens.

Configuration de programmes : STANDARD.

Merci de noter que ce produit n'est disponible que dans certains marchés et non disponible aux USA. Merci de nous contacter pour plus de détails.

Programmes

4 catégories de programmes Standard:

Réhabilitation I

Antidouleur I

Vasculaire

Préparation Physique I

Configuration de programmes Standard.

TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™

Mi-Ready signifie que la technologie Muscle Intelligence™ est proposée sur les 4 canaux par l'appareil sous réserve de faire l'acquisition d'un ou plusieurs câbles mi-sensor.

2+2

Choisir et associer deux programmes différents simultanément. Ceci permet de traiter deux zones anatomiques simultanément ou de combiner les effets des deux programmes différents (Ex. Endorphinique + TENS).

SKIP

Permet de passer librement d'une phase à une autre (Echauffement, Travail/Repos, Récupération).

STYLET POINT MOTEUR

Associé au programme dédié, il permet de détecter les points moteurs vous indiquant précisément le positionnement optimal des électrodes.

PROGRAMMATION

Permet de créer ses propres programmes afin de personnaliser les paramètres.

AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE

Autonomie de traitement quotidienne. Le chargeur rapide inclus dans le set permet une recharge complète en moins de 2H30.

GARANTIE

La garantie est de 3 ans à compter de la date d'achat.

FORME D'IMPULSION

Rectangulaire biphasique 100% compensée.

Conaux: 4 Courant Constant: Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal Intensité Maximale: 120 mA. Largeur d'impulsion: 30 to 400 µs. Fréquence d'impulsion: 1 to 150 Hz. MDD: Class IIa Classe IP: IP22 Partie appliquée: Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10 Batterie: 941213: Nickel metal hydride (NiMH) 4.8 V 2000 mA/h. Dimensions: 138x95x33mm Poids: 300g batterie incluse Applied part: Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10

Ce dispositif médical est un produit de santé de classe IIa réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Il a été évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK. Fabricant DJO LLC. Lire attentivement la notice.