

# THERMOMETRE THERMOSCAN PRO 6000 AVEC STATION DE RECHARGE



## Codes :

Reference: BRA020



## Description :

THERMOMETRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN PRO 6000- Durée de mesure rapide : 2 à 3 sec- Plage de mesure de 20 à 42.2°C- Technologie Exactemp et sonde préchauffée- Avec base de recharge - Garantie 3 ans

## CARACTÉRISTIQUES

Durée de mesure : 2 à 3 secondes.

La technologie ExacTemp™ contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de positionnement de la sonde pendant la mesure.

Le thermomètre mesure la température auriculaire réelle sans ajustement (nécessite la station de chargement). Type d'affichage : écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifique. Résolution de l'affichage : 0.1°C. Précision ( en laboratoire ) :  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  pour la plage 35.0 à 42.0 °C. Température de stockage : -25°C à 55°C. Humidité de stockage : 15 à 95 % sans condensation. Mise en veille automatique : 10 secondes environ après la dernière mesure. Embases disponibles : Embase courte (contenant 20 protections de sonde) ou embase longue (contenant 40 protections de sonde). Option de sécurité—Électronique : Temps d'utilisation limité (nécessite la station de chargement). Option de sécurité—Mécanique : Embase longue avec fixation murale, cordon spiralé anti-vol.

Autres fonctions : Chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de

graduation C/F. Accessoires en option : Station de chargement avec batterie rechargeable, cordon spiralé anti-vol. Alimentation : 2 piles AA ( alcalines ) ou batterie rechargeable. Durée de vie des piles : 1000 mesures ( piles alcalines AA) ; 700 mesures avec une batterie rechargeable entièrement chargée (nécessite la station de chargement). Auriculaire infrarouge. Technologie avancée. Aucun contacte avec la muqueuse. Mesure en 1 seconde.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Plages de mesure : 20° à 44.2°C. Dimensions : 152x44x33 mm.

Poids : 100g. Température : 10.0°C à 400.0°C.

Humidité : Jusqu'à 95% sans condensation. Pression : N/A.

Protection eau et poussière : N/A.

Alimentation : 2 Piles AA. Certifications : 93/42/EEC.

Organisme notifié : N/A. Code EAN : 328785060003.

Autre Kit disponible : Thermometre THERMOSCAN PRO 6000 Tympanique à piles+ 1 boîte de protection de sonde + 20 protections.

Le thermoscan pros 6000 est un thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables. THERMOMETRE BRAUN THERMOSCAN PRO 600 REF: BRA0190.