

Fauteuil releveur Vivaldi



Codes :

Reference: VIVALDI



Description :

OFFRE DE LANCEMENT valable jusqu'au 31/12/18

FAUTEUIL RELEVEUR VIVALDI
EXCLUSIVITÉ - CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE
+ PRODUITS DU FAUTEUIL RELEVEUR :

Système sonore NEW'EE intégré : pour mieux entendre la télévision sans gêner son entourage.
Ultra moelleux, allègement des points de pressions.

Couettes amovibles et lavables à 30°.

Accoudoirs escamotables, transferts aisés, installation utilisateur sécurisée.

Fauteuil modulable et évolutif, dimensions adaptées à l'utilisateur.

Notre concept de fauteuil releveur Vivaldi est équipé de modules de couette zippés amovibles et lavable à 30°.

Ce fauteuil propose 2 largeurs et 2 profondeurs d'assise.

Grâce à son système HIFI New'ee intégré, le VIVALDI vous procure, en plus de son accueil moelleux, un véritable confort d'écoute pour votre télévision, vos contenus audio et musicaux (télévision, tablette, téléphone...). La technologie NEW'EE a reçu la « Coupe de cœur de la bourse Charles Foix » ainsi que Senior II est constitué de modules de couette zippés amovibles et lavables à 30° (possibilités de remise en état à coûts réduits). Ce fauteuil releveur électrique est doté d'accoudoirs amovibles et / ou escamotables afin de faciliter les transferts (fauteuil évolutif en cas d'évolution de pathologie du patient). Le VIVALDI à l'esthétique soignée est un produit exclusif sur le marché, de conception et Fabrication Française. Caractéristiques • Système HIFI intégré (qualité sonore haut de gamme). • Solution d'hygiène : modules de couette remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°. • Composition de la couette : garnie de fibre creuse siliconée pour un ultra confort.

• 4 positions : assise, relax (télé), repos, releveur. • Coloris : revêtement de la couette disponible en Polyuréthane Taupe, Chocolat, en Velours Marron ou Grège ou en Tissus Gris chiné. • 2 Largeurs d'assise : 44 ou 50 cm (même prix, même délai) • 2 Profondeur : 45 ou 55 cm (même prix et même délai) • Options : o Kit mobilité : Déplacement rapide et sans effort du Cocoon (sans le patient) o Kit accès soulève patient : Surélévation du fauteuil (+12 cm) pour en permettre l'accès o Kit Rehausse : Surélévation du fauteuil (+ 6 cm) o Tablette latérale & Porte Revue • Poids maximum utilisateur : 160 kilos • Eco participation : 3.33 UHT • Garanties : o Fauteuil + système HIFI : 2 ans o Mécanique : 2 ans (avec possibilité d'extension à 5 ans) o Vérin : 5 ans.