

Matelas CARSOFT 4 90 LE LOT DE 8

**Codes :**

Reference: 652506PROMO

Description :

Matelas Classe III en mousse viscoélastique, convient pour des risques élevés d'escarres

Dimensions : 90 x 200 x 16 cm.

Poids du patient maxi : 120 kg.

Ce produit est garanti 5 ans.

Livré avec une housse intégrale.

Le lot de 8 matelas : 1727.52 € HT (plus éco participation). Soit la pièce : 215.94 €HT

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

Couche supérieure en mousse viscoélastique

50 kg/m³.

Couche intermédiaire en HR 40 kg/m³.

Base HR 35 kg/m³

Housse Cartex

Le matelas CARSOFT 4 est constitué de 3 couches de mousse polyuréthane de haute qualité.

La partie supérieure en mousse viscoélastique 50 kg/m³

favorise l'immersion du patient et réduit les points de pression. Sa découpe innovante favorise la circulation de l'air et limite les effets de sudation.

La partie intermédiaire en mousse à haute élasticité 40 kg/m³ apporte un maintien ferme et une bonne durée de vie de la mousse viscoélastique. La base en mousse Haute Résilience 39 kg/m³ avec découpe inférieure permet de suivre au mieux la cinématique des lits médicalisés. La découpe supérieure assure une bonne circulation de l'air pour garantir une durée de vie du produit rallongé.

Atouts : • assure une prévention d'escarre pour des patients à risque élevé avec un confort maximum • limite les points de pression par augmentation de la zone d'appui. apporter une bonne circulation de l'air et limiter ainsi le phénomène de macération.

Caractéristiques du matelas :

Mousses de polyuréthane : VE 50 kg/m³ HE 40 kg/m³ HR 39 kg/m³

Conseils d'entretien de la mousse

Humidifier et frotter légèrement

Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection