

Test de dextérité manuelle Minnesota

Codes :

Reference: 081187368



Description :

Le test de dextérité manuelle Minnesota mesure la rapidité de coordination entre les yeux et les mains. Il mesure également la dextérité du patient.

Caractéristiques du test de dextérité manuelle Minnesota :

- Permet de tester les mouvements unilatéraux et bilatéraux
- Ensemble complet avec manuel incluant : les normes, 60 cylindres en bois, planchette et coffret de transport
- Comprends 50 fiches d'évaluation