

CONTINENCE

Codes :

Reference: 180150



Description :

Le Continenence est un dispositif à 2 canaux combinant plusieurs programmes de traitement dans une seule unité

- 9 programmes préétablis
- 3 programmes mémorisables
- courant constant rectangulaire asymétrique biphasique à moyenne nulle
- amplitude : 0 à 90 mA
- fréquence : 2 à 100 Hz
- largeur d'impulsion : 50 à 450 µs
- temps de travail et repos : de 2 à 99 secondes
- temps de montée : de 0,1 à 9,9 secondes
- timer réglable de 1 à 180 min
- L 10,8 x l 6,2 x H 2,3 mm, poids : 100 g

Livré avec : mallette de transport, 1 pile alcaline 9V, 2 cordons patient et 1 manuel d'utilisation.