

MYOPLUS 4 PRO AVEC LICENCE LOGICIEL

Codes :

Reference: 155178



Description :

Le nouveau Myo plus 4 pro comporte une toute nouvelle interface encore plus facile et conviviale dans son utilisation professionnelle. Il combine ainsi 2 voies de biofeedback (Emg) et 4 voies de stimulation . L'écran couleur tactile avec sa nouvelle interface offre une convivialité d'utilisation sans pareil : l'unité se passe d'explication, l'apprentissage interactif peut se faire au fur et à mesure, notamment pour la mise en place des électrodes, la réalisation des graphiques EMG ainsi que l'usage d'un grand nombre d'outils utiles.

Nombreuses possibilités en rééducation périnéale : biofeedback, biofeedback avec déclenchement de stimulation après obtention d'une contraction, connection sans fils en bluetooth sur PC avec la licence logiciel fournie pour une visualisation sur grand écran, travail interactif du patient et mémorisation des séances dans le fichier patient permettant d'évaluer les performances du patient et de produire un bilan chiffré. Le Myo plus 4 pro offre toute une gamme de programmes d'électro stimulation en rééducation musculaire et sport.

- 2 voies biofeedback, signal EMG intégré :
- sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 μ V
- affichage sur son écran couleur tactile ou sur écran pc
- biofeedback sonore
- réglage du seuil
- réglage du temps de travail et de repos
- enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercices des contractions et des relâchements

- 4 voies de stimulation comportant 48 programmes : 19 uro, 21 sports et 8 en rééducation
 - amplitude : 0 à 90 mA
 - fréquence : 2 à 100 Hz
 - largeur d'impulsion : 50 à 450 μ s
 - stimulation déclenchée par EMG (ETS)
 - connectique sans fils bluetooth
- pour logiciel PC livré de série
- alimentation par 4 piles 1.5V AA
 - connecteur fiches bananes
- L 15 x l 9.6 x ep 3.6 cm

Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 5 licences pour logiciel,
1 clé usb bluetooth, 1 support et 1 manuel d'utilisation.

garantie 2 ans