

MYOPLUS 2 PRO AVEC LICENCE LOGICIEL



Codes :

Reference: 155176

Description :

Le nouveau Myo plus 2 pro comporte un écran couleur tactile. Il combine comme le myo plus 2 : 2 voies de biofeedback (Emg) et 2 voies de stimulation . L'écran couleur tactile avec sa nouvelle interface offre une convivialité d'utilisation sans pareil : l'unité se passe d'explication, l'apprentissage interactif peut se faire au fur et à mesure, notamment pour la mise en place des électrodes, la réalisation des graphiques EMG ainsi que l'usage d'un grand nombre d'outils utiles. Nombreuses possibilités en rééducation périnéale : biofeedback, biofeedback avec déclenchement de stimulation après obtention d'une contraction, connection sans fils en bluetooth sur PC avec la licence logiciel fournie pour une visualisation sur écran, travail interactif du patient et mémorisation des séances dans le fichier patient permettant d'évaluer les performances du patient et de produire un bilan chiffré. Le Myo plus 2 pro est également un appareil d'électro stimulation utilisable en rééducation musculaire, sport, et incontinence.

- 2 voies biofeedback, signal EMG intégré :
- sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 μ V
- affichage sur son écran couleur tactile ou sur écran pc
- biofeedback sonore
- réglage du seuil

- réglage du temps de travail et de repos
- enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des exercices des contractions et des relâchements
- 2 voies de stimulation comportant 48 programmes : 19 uro, 21 sports et 8 en rééducation
- amplitude : 0 à 90 mA
- fréquence : 2 à 100 Hz
- largeur d'impulsion : 50 à 450 μ s
- stimulation déclenchée par EMG (ETS)
- connectique sans fils bluetooth pour logiciel PC livré de série
- alimentation par 4 piles 1.5V AA
- connecteur fiches bananes

L 15 x l 8.9 x ep 3.5 cm

Livré avec : mallette de transport, 4 piles, 5 licences pour logiciel,
1 clé usb bluetooth, 1 support et 1 manuel d'utilisation.

GARANTIE 2 ANS

MYOPLUS 2 PRO AVEC LICENCE LOGICIEL