

TASSE ISOTHERME VITAL EASY

Codes :

Reference: 813187

**Description :**

Nos tasses Vital permettent de garder au chaud (ou au froid) les boissons et potages. Elle dispose d'une large anse facile à prendre et un bord très confortable pour la bouche. L'intérieur de la tasse est de couleur blanche facilitant la visualisation du liquide restant. Fabriquée en polypropylène. Micro-ondable. Garantie lave-vaisselle.

3 modèles au choix : Vital standard, Vital Easy et Ergo Vital Easy

Le modèle Easy a une forme interne en V pour permettre aux personnes faibles de boire sans incliner la tête.

Le modèle Ergo en plus d'avoir une forme interne en V, contient également 2 anses pour une meilleure préhension.

2 coloris au choix : rouge ou vert

Dimensions : diamètre 8,1 x haut. 11 cm.

Contenance standard : 32

Contenance Easy/Ergo : 22 cl.

Poids 163 g.