

ROLLATOR 4 ROUES SILVER

**Codes :**

Reference: 826173

Description :

Le rollator 4 roues Silver est stable et résistant grâce à sa structure en acier. Il est équipé de freins ergonomiques avec option parking, d'un siège imperméable souple et de grandes roues idéal pour l'extérieur (diamètre 20 cm). Livré avec accroche-canne, plateau de service et panier en fil.

Poids 9,6 kg.

Dimensions : larg. 59 x prof. 61 x haut. 83/98 cm.
Hauteur d'assise : 60 cm

Poids maximum autorisé 120 kg.