

## Protecteur étanche pour plâtre-bras

### Codes :

Reference: 091078054



### Description :

Le protecteur étanche pour plâtre est en matériau **PVC souple et nylon imperméable** transparent avec une large **bande en néoprène** qui ne pince pas et ne cisaille pas la peau .

- Confortables
- Faciles d'utilisation
- Traitement antimicrobien
- Réutilisables jusqu'à 8 semaines
- Ne convient pas aux lésions ouvertes ou non pansées, ni aux activités de natation

Il est adapté pour des membres ayant une circonférence entre 25 et 29cm.

Poids du protecteur de plâtre : 110g.