

Support de poignet Gauche TS à TXL

Codes :

Reference: 091056811

**Description :**

Le support de poignet Roylan possède une conception anatomique confortable en deux parties et il est indiqué pour les poignets douloureux ou pour empêcher toute flexion ou extension non souhaitée du poignet.

Matériau élastique antidérapant qui empêche la formation de bourrelets susceptibles d'entraver la circulation

Renfort réglable et amovible

Se lave à la main ou en machine

Séchage à l'air

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence au niveau du pli du poignet

Taille et circonférences : M : 16,6 - 18,4 cm poignet gauche

Existe aussi en : taille S : 14 - 16,5cm ; taille L : 18,5 - 20,3 cm ; taille XL : 20,4 - 22,2 cm.

Par défaut la taille choisie est M 16,6 - 18,4 cm, autre taille nous contacter.