

Rol-Flex Blanc 4,6mx2,5cm (x30)



Codes :

Reference: 081300029

Description :

Cette bande cohésive extensible est conçue pour la réalisation de **compressions, contentions** ainsi que pour le **maintien de pansements et d'attelles**.

Couleur blanc.

Le lot de 30 rouleaux.

- Structure crêpée
- Adhère exclusivement sur elle-même
- Reste en place sans l'utilisation de clips
- Contient du latex
- Disponibles en plusieurs tailles et divers coloris

Dimensions

2,5cm x 4,6m