

Polyform 3,2mm Pleine 61x91cm Blanc

Codes :

Reference: 081263847

**Description :**

Ép. : 3,2mm
Type : Pleine
Couleur : Blanc
Dim. (L x l) : 61 x 91cm
Nbre : 1 plaque

Cette matière thermoformable POLYFORM ROYLAN a une résistance minimale à l'étirement. Elle est avec un revêtement.

Caractéristiques de manipulation

Il se déforme très facilement pour aider aux modelages
Il a des propriétés d'étirement exceptionnelles. Il n'est plus nécessaire d'être précis lors de la confection
Les bords se coupent et se lissent sans effort
La conformabilité est idéale et est obtenue par mouvements doux et réguliers
Le revêtement est non collant
Pour un collage temporaire, pincer les surfaces chaudes ensemble
Pour un collage permanent, retirer l'enduit avec du dissolvant ou en grattant avec un instrument.
Il est disponible avec le composant antimicrobien

Chauffage et le temps de travail

La plaque de 3,2mm chauffée pendant 1min à 65/70°C procure un temps de travail de 3 à 5min

Indications cliniques

Idéal pour les traumatismes aigus, les douleurs et les irritations articulaires
Pour les orthèses de doigt, pouce, main et poignet
Pour les bases d'orthèses dynamiques
Pour les orthèses pédiatriques légères