

Goniomètre 15cm de doigt/orteil

Codes :

Reference: 091140631

**Description :**

Ces goniomètres en acier inoxydable de qualité professionnelle sont faciles à lire. Les mesures sont inscrites en pouces et en centimètres, et affichent clairement les degrés.

Les goniomètres sont disponibles séparément ou en jeu de 6 pièces (le set est livré avec une valise de rangement).

Mesure l'amplitude des mouvements des articulations des doigts (métacarpo-phalangiennes et inter-phalangiennes) et des autres petites articulations tels que les orteils

Le cadre a deux échelles opposées à 180° avec précision de 5°

Graduation en pouces et en centimètres sur un bras