

Coronella Rouge 1,85mx60cm



Codes :

Reference: AA9060R

Description :

Les produits AIREX® sont reconnus pour leur **grande qualité et leur durée de vie**. Grâce à leur polyvalence, ils forment une excellente base pour tous types d'exercices. En **intérieur, en extérieur ou dans l'eau**.

Les tapis AIREX® sont reconnaissables à leurs stries horizontales. La mousse innovante à cellules fermées des tapis AIREX® est le résultat de longues années de travail. Le matériau est extrêmement résistant et doux.

AIREX® La qualité de choix pour vos besoins physiques et de rééducation.

- Caractéristiques des tapis Airex® :
 - Chauds au toucher et confortables
 - Absorbants
 - Longue durée de vie
 - Hygiéniques (traitement Sanitized®)
 - Repoussent l'eau grâce à leur structure à cellules fermées
 - Multifonctionnels
 - Résistent au glissement
 - Se positionnent bien à plat sur le sol
 - Conformés à la norme CE 93/42/EWG
- Application Kinésithérapie, rééducation, fitness, yoga, clubs de sport
- Utilisation en intérieur, extérieur, et dans l'eau

Poids : 2,2kg

Epaisseur : 1,5cm

Couleur : rouge