

Ballon Physio Gymnic Orange ø55cm

Codes :

Reference: AA9080B

**Description :**

Les ballons Physio Gymnic sont gonflables en vinyle, résistants avec une construction sans coutures et une surface antidérapante.

Améliorent la souplesse, la coordination et l'équilibre

Renforcent et tonifient les abdominaux, les muscles du tronc, des bras et des jambes

Pour enfants et adultes

Taille du ballon recommandée

Si vous mesurez:	Utilisez
Jusqu'à 1m42	un ballon jaune (ø 45cm)
De 1m42 à 1m57	un ballon rouge (ø 55cm)
De 1m57 à 1m83	un ballon bleu (ø 65cm)
De 1m83 à 2m	un ballon jaune (ø 75cm)
Plus de 2m	un ballon rouge (ø 85cm)

Deux grands ballons de ø 95cm (ballon bleu) et 1m20 (ballon rouge) sont aussi disponibles.

Poids maximum utilisateur : 300kg.

Ballon Physio Gymnic Orange ø55cm

