

Tailorsplint 1,6mm Pleine 31x36cm Beige

Codes :

Reference: 081083518

**Description :**

La matière Tailorsplint Roylan a une résistance modérée à l'étirement. C'est notre matière thermoformable la plus polyvalente. C'est un produit sans latex.

Caractéristiques de manipulation

- Elle est un parfait équilibre entre la facilité à le conformer et la résistance à l'étirement
- Elle est adaptée aux appareilleurs novices et expérimentés
- Sa finition est douce pour le confort du patient
- Pour un collage temporaire, pincer les surfaces chaudes ensemble
- Pour un collage permanent, retirer l'enduit avec du dissolvant ou en grattant avec un instrument
- Elle est disponible avec un composant anti-microbien

Chauffage et temps de travail

- La plaque de 1,6mm chauffée pendant 30sec à 65/70 °C procure un temps de travail de 1min
- La plaque de 2,4mm chauffée pendant 30 à 45sec à 65/70°C procure un temps de travail de 2 à 3min
- La plaque de 3,2mm chauffée pendant 1min à 65/70°C procure un temps de travail de 3 à 5min

Indications cliniques

Elle s'adapte parfaitement à une vaste gamme d'applications (depuis la réalisation d'orthèses de la main jusqu'aux orthèses les plus larges). La matière est à faible budget.

Pour les orthèses dynamiques de doigt, poignet et main
Pour les orthèses pour les membres inférieurs et pour l'épaule
Elle répond aux besoins des conditions neurologiques

Ép. : 1,6mm
Type : Pleine
Couleur : Beige
Dim. (L x l) : 31 x 36cm
Nbre : 1 plaque